

**Sanfte hochsensitive Mundkrebsfrüherkennung (Leukoplakiediagnostik)  
mit Laminin 5 Immuncytochemie**

Beschriftung von **drei** Objektträgern mit:

- Patientennamen und
- Entnahmelokalisation

Patienten schlucken lassen.



Bürste auf der Läsion mit leichtem Druck um die eigene Achse drehen.

Bürste an verschiedenen Stellen des Objektträgers um 360° rotieren.  
**Bitte nicht ausstreichen.**


Bürstenabstrich in gleicher Weise auf **den anderen** Objektträgern wiederholen.

**Alle** Objektträger 10 Minuten an der Luft trocknen lassen.


**Alle** Objektträger versenden mit:  
- Einsendeschein



**Laminin 5**



**Gesunde Mucosa**



**Plattenepithelcarcinom**

**Kostenlose** Bestellung per Fax:  
0651-948711234

Anzahl benötigter Abstrichsets: \_\_\_\_\_

Praxisstempel und Unterschrift